

AIDE AU PRELEVEMENT – PRELEVEMENT D’UNE LESION POUR RECHERCHE DE VIRUS

AVANT LE PRELEVEMENT	
	Avant de réaliser le prélèvement il est nécessaire d’avoir à disposition un milieu de transport que vous vous procurez : SIGMA Virocult 1 ml référence SAP 10369668
	- Se frictionner les mains avec le Produit Hydro-Alcoolique (PHA) jusqu’à séchage - Mettre les gants de soins non stériles
REALISATION DU PRELEVEMENT	
	Aspiration du contenu d’une vésicule - Aspirer le contenu des vésicules à la seringue (type tuberculinique) - Mettre le liquide dans un milieu de transport fourni par le laboratoire de virologie. Etiqueter le tube.
	OU
	Grattage d’une lésion - Racler vigoureusement le plancher des lésions et leur périphérie - Placer l’écouvillon dans le tube contenant le milieu de transport et casser la tige de l’écouvillon pour le laisser à demeure dans le liquide. - Fermer le tube. Placer l’étiquette du patient sur le tube.
	OU Si présence de croûtes - Soulever une croûte - Procéder au raclage comme précédemment décrit
ACHEMINEMENT	
	- Placer le prélèvement dans un sachet, accompagné de la feuille de demande d’examens de virologie. - Transport à température ambiante : transmission au centre de tri ou directement aux laboratoires aux heures d’ouverture : Laboratoire de Virologie (Saint-Antoine, Tenon, Trousseau), LCBM (Saint-Antoine). - Prélèvement fait pendant la nuit ou le week-end : stockage toléré au réfrigérateur dans l’attente de l’envoi.