

AIDE AU PRELEVEMENT : HEMOCULTURE FONGIQUE

Objectif : Mise en évidence d'éléments fongiques dans le sang

Deux systèmes disponibles selon le type d'agent fongique recherché

	Flacon Bactec Mycosis IC/F 
Agent fongique recherché	<i>Candida, Fusarium, Cryptocoque, Histoplasme</i>
Disponibilité des flacons/tubes	Laboratoire de Parasitologie-Mycologie à Saint-Antoine
Après le prélèvement	
Acheminement en moins de 24h à la réception commune de microbiologie Bâtiment Pierre Masson - Porte B – 1 ^{er} étage lundi au vendredi : 8h à 18h30 samedi : 8h à 17h30 dimanche : 8h à 16h30	
Conservation à température ambiante	



NE PAS UTILISER CE FLACON POUR LA MYCOLOGIE