



SERVICE D'HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE (Pr ELALAMY) BATIMENT ACHARD

Téléphone : 01 56 01 77 17 - Fax : 01 56 01 77 22

	STic expert HIT (test rapide)	ELISA	Sérotonine radiomarquée
Prélèvement	1 tube citraté Na 3.8% de 5ml	1 tube citraté Na 3.8% de 5ml	2 tubes sec de 5ml
Cotation	B150	B150	BHN 250
Délai de rendu	1h après réception du prélèvement	1 à 3 jours	1 à 3 semaines
Cocher l'analyse demandée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le bon de commande est à joindre **obligatoirement**.

Si résultats partiels effectués chez vous (STic et ou ELISA), prière de nous joindre une photocopie des résultats

PATIENT

Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Sexe :

Préleveur

Identité :
Date de prélèvement :
Heure de prélèvement :

Prescripteur

Hôpital :
Service :
Médecin :
Téléphone :

Motif de l'hospitalisation :

Indication du traitement héparinique : Curative ou Prophylactique

Evolution de la numération plaquettaire depuis la mise en route de l'héparinothérapie

	Date	Hb (g/dL)	Leucocytes (G/L)	Numération plaquettaire (G/L)	Type d'Héparine	Substitution
J-1						
J 1 héparine						
J 2 héparine						
J 3 héparine						

AGGRAVATION CLINIQUE : (cocher la case correspondante)

- Nouvelle ou récursive de thrombose Oui Non
- réaction systémique aiguë après bolus HNF IV Oui Non
- Aucune complication clinique

AUTRES ETIOLOGIES POSSIBLES DE LA THROMBOPENIE : (cocher la case correspondante)

- Sepsis
- CEC
- CIVD
- Dialyse
- Autres (à préciser)
- Aucun