



## AIDE AU PRELEVEMENT – PRELEVEMENT SALIVAIRE POUR RECHERCHE DE VIRUS

INDICATIONS	
Recherche du virus de la <u>rougeole</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>Le virus est détectable dès la phase de symptômes respiratoires précédant l'éruption, et jusqu'à plusieurs jours après la fin de l'éruption cutanée. La quantité de virus est plus importante dans la salive que dans le sang.</li></ul>
Recherche du <u>cytomegalovirus (CMV)</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pour les suspicions d'infection congénitale à CMV, le prélèvement est à réaliser dans les 10 premiers jours de vie, à distance de la tétée (si besoin, éliminer les traces de lait dans la bouche du nouveau-né avec une compresse stérile). Le lait maternel peut contenir du CMV qui fausserait l'analyse.</li></ul>
PREPARATION	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Réaliser une désinfection des mains avec une solution hydro-alcoolique</li><li>Mettre des gants non stériles à usage unique, un masque de soin, des lunettes et une surblouse</li></ul>
MATERIEL POUR RECUEIL	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Écouvillon avec son milieu de transport pour virologie Sigma Virocult 1ml, référence SAP 10369668</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>ou</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Pour les nouveau-nés : écouvillon souple avec son milieu de transport pour virologie Copan eSwab mini, référence SAP 10370477</li></ul>
REALISATION DU PRELEVEMENT	
	<ol style="list-style-type: none"><li>Appliquer l'écouvillon entre la face interne de la joue et la gencive et écouvillonner pendant environ 20-30 secondes.</li><li>Vérifier visuellement que l'écouvillon est <u>imbibé de salive</u>.</li><li>Placer l'écouvillon dans le tube contenant le milieu de transport et casser la tige de l'écouvillon pour le laisser à demeure dans le liquide. Fermer le tube.</li><li>Mettre l'étiquette du patient sur le tube.</li></ol>
ACHEMINEMENT	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Placer le prélèvement dans un sachet, accompagné de la feuille de demande d'examen de virologie</li><li>Transport à température ambiante soit par le centre de tri soit par pneumatique</li><li>Prélèvement fait pendant la nuit ou le week-end : stockage toléré au réfrigérateur dans l'attente de l'envoi.</li><li><b>Pour la recherche de rougeole : envoi en virologie de Trousseau (Tel : 01 44 73 65 81)</b></li><li>Pour la recherche de CMV : envoi en virologie pour l'hôpital Tenon et l'hôpital Trousseau ou au LCBGM pour l'hôpital Saint Antoine.</li></ul>