

## TNN Modalités d'acheminement des examens de bactériologie

Le laboratoire de Bactériologie est situé sur le site **saint-Antoine**, bâtiment Pierre Masson, ouvert 7 jours/7, de 8h à 18h30 : contact **80983** (bactério d'astreinte).

Les échantillons biologiques sont envoyés : par le centre de Tri (Achard) de **TNN**  
ou par le LBU (Morin) de **TNN**.

**TOUS LES JOURS (we compris) : centre de tri, bâtiment Achard**

**7h30 - 16h45** (dernière course départ à 17h)

**Tous les échantillons bactério doivent être acheminés au fur et à mesure vers le centre de tri pour être envoyés à SAT.**

- par pneumatique **GARE 9**
- ou par coursier pour les échantillons de bloc opératoire et de radiologie interventionnelle

### URGENCE VITALE JOURS/NUITS

- En cas de suspicion de méningite bactérienne engageant le pronostic vital du patient, le centre de tri (ou LBU TNN) doit être prévenu par le clinicien dès que la ponction lombaire est effectuée afin d'organiser une course expresse en moto (délai d'acheminement < 30 min) :

**téléphoner** : •de 8h à 16h45 au **16455** •de 16h45 à 8h au **16443**

**TOUTES LES NUITS (we compris) : LBU bâtiment Morin (Biochimie)**

**16h45 - 7h30**

**Tous les échantillons bactério doivent être acheminés au fur et à mesure vers le LBU bâtiment Morin par pneumatique **GARE 1****

- Les hémocultures sont incubées sur place
- Tous les LCRs sont envoyés en urgence à saint-Antoine (Contact **82236** après 18h30)
- Les autres échantillons biologiques sont conservés à température appropriée
- Exception : liste limitative d'examens susceptibles d'être externalisés la nuit

**UNIQUEMENT APRES APPEL TELEPHONIQUE DU MEDECIN PRESCRIPTEUR au 16443**

| Liste limitative des examens urgents susceptible d'être externalisés la nuit                                                   | destination                | contact                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquide de dialyse péritonéale<br/>Liquides d'ascite, pleural,<br/>articulaire obtenus par ponction<br/>PDP, aspiration</b> | Bactériologie Henri Mondor | Labo : 01 49 81 48 40<br>Biologiste de garde :<br>01 49 83 60 32 |