



TNN Modalités d'acheminement : Pigments Biliaires - LCR

Les échantillons biologiques sont envoyés : par le centre de Tri (Achard) de **TNN** ou par le laboratoire de Biochimie (Morin) de **TNN**.

Tous les échantillons de LCR doivent être impérativement manuportés vers le centre de tri ou le laboratoire de garde immédiatement après prélèvement pour être envoyés à Bichat.

URGENCE VITALE

**La feuille de demande de Bichat doit-être OBLIGATOIREMENT REMPLIE.
(Cf. manuel de prélèvement)**

En cas de suspicion d'hémorragie méningée engageant le pronostic vital du patient, le centre de tri (ou le laboratoire de garde TNN) **doit être impérativement prévenu par le clinicien dès que la ponction lombaire est effectuée** afin d'organiser le déclenchement d'une course express en moto (délai d'acheminement < 30 min) :

Téléphoner au numéro suivant : **Jour (centre de tri) = 16455 ou 18324**

De 8h00 à 16h45 (du lundi au vendredi)

Et

8h00 à 15h15 (Weekend et jours fériés)

Nuit (laboratoire de garde) = 16455 ou 16443